


Pour la médecine



la chirurgie esthétique



Spring Thread™

Fil Elastique à Picots

1st SurgiConcept

Design and manufacture  
of medical device



# Fil Elastique à Picots

## Spring Thread™



### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Le fil est réalisé par moulage à partir d'un jonc en silicone.
- ▶ C'est un élastomère souple et élastique avec doubles picots dans les deux plans
- ▶ La taille et l'orientation des picots sont variables en fonction des régions implantées.
- ▶ L'élasticité du fil est augmentée grâce à un traitement mécanique et thermique (brevet déposé), permettant d'obtenir différentes élasticités en fonction des indications opératoires (lieu d'implantation).

### INDICATIONS

Aide au soutien des tissus par mise en tension ou concentration des tissus.

- ▶ Repositionnement des structures.
- ▶ Aide contre le vieillissement cutané et sous cutané


### LE + PRODUIT

- ▶ **La Pose :** Le fil est placé avec une pré-tension contrôlée, évitant les sur-tensions inesthétiques ou les sous-corrrections éventuelles.
- ▶ **L'Effet :** Ce fil permet par son élasticité de réaliser des concentrations de tissus relâchés (remise en tension de proche en proche).
- ▶ **Les Résultats :** Réduction des risques de lâchage des points de fixation grâce à une élasticité supérieure du fil par rapport au tissu receveur.
- ▶ **La Sécurité :** Sa résistance et son ablation éventuelle sont grandement facilités par un fil central de renforcement.

Références	Désignation	Élasticité (%)	Accrochage	Diamètre / Longueur (mm)
FL 6-300 X6 *	Fil Face	25	Picots 3 D	0.5 / 300
FA 6-300 X6 *	Fil Face aiguillé	25	Picots 3 D	0.5 / 300
BL 8-300 X6 *	Fil Corps	25	Picots 3 D	0.8 / 300
BL 50-350 X6 *	Fil Corps long	25	Picots 3 D	0.8 / 350
BASE 13-200 STE	Broche Aiguille Spatulée stérile			1.3 / 200 pour FL
BASE 20-250 STE	Broche Aiguille Spatulée stérile			2.0 / 250 pour BL

\* 6 fils par boîte

Fabriqué par

 CERIA 37360 Semblancay  
CE 0120 ligament élastique

Distribué par



**Ist SurgiConcept**

Design and manufacture  
of medical device

228 Bd Clemenceau - 59700 Marcq en Baroeul

33 (0)6.17.17.17.99 [www.1stsurgiconcept.com](http://www.1stsurgiconcept.com)

mail : [esthetique@1stsurgiconcept.com](mailto:esthetique@1stsurgiconcept.com)

Brevet déposé